
**Advanced CPR Coaching** 

# BRAYDENPRO

**Instructions for Use** 






**Advanced CPR Coaching** 

# BRAYDENPRO

**Instructions for Use** 





**INNOSONIAN** 



# **Getting started**


Thank you for purchasing our product.

The purpose of CPR is to supply oxygen to the brain and heart of a patient whose heart has stopped beating normally. Applying chest compressions correctly achieves this by causing blood to flow, supplying oxygen to the brain and heart.

'BRAYDEN PRO' is the first CPR training manikin in the world which has a blood circulation display – designed to help the student understand and remember the principles of CPR – including a mobile app.


The student can wirelessly connect via Bluetooth the Brayden Pro manikin with a Google Android device (sold separately) to check, analyze, manage, and share the results of performing CPR in real time through the BRAYDEN PRO app (free of charge).

The product package includes the following components:



# INNOSONIAN

# **Component names**



### ① Normal circulation indication light

When the compression depth and speed and correct release between compressions are performed, the light will illuminate. With this light, the student can easily see if the compressions are being performed at the correct depth and frequency.

### ② Blood circulation indication lights

These illuminate to represent the flow of blood from the heart to the brain through chest compressions. The speed of the blood flow varies according to the depth and frequency of the chest compressions.

### 3 Compression depth indication lights

These illuminate to represent the volume of blood being circulated by the chest compressions depending upon the depth of the compressions. Deeper compressions illuminate the lights for a longer time, shallower compressions illuminate the lights for a shorter time.

### 4 Battery cover

If the battery is low, open the battery cover and replace the batteries.

### ⑤ Clicker On/Off switch

This turns the clicker on and off.

### 6 Power switch

This powers the manikin on and off.

### 7 Power status indicator lamp

This indicates the power status. A green light indicates that it is operating normally, while a flashing red light indicates that the batteries are running low.

### Bluetooth button

While connecting, it will flash green every 2 seconds, becoming a solid green once the connection is made.

Press this button to disconnect.

### AC Adapter connection

Connect the optional AC Adapter here.

### 10 Terminal for inspection


This terminal is used by a professional engineer to inspect the main unit. Users should not touch.



# Connecting the mobile app

# ■ Installing the mobile app

This mobile app runs on Google Android device.



- Should be downloaded under a WiFi environment.
   Communication charges may apply in some cases.
- For optimal operation of the BRAYDEN PRO app, a Google Android device equipped with Android operating system version 6.0 or higher and Bluetooth hardware 4.1 or higher is recommended.



# **INNOSONIAN**

# Connecting the mobile app

■ Connecting with the BRAYDEN PRO manikin



 Opening BRAYDEN PRO app  Select Learner mode or Instructor mode.

> Instructor mode

Learner

mode

- Once the connection is made for the first time, the manikin and app will connect automatically.
- For more detailed instructions on use, refer to the instruction manual provided with the BRAYDEN PRO app.



- Turn on the manikin's power switch. (The Bluetooth button of the manikin will flash every 2 seconds.)
- Click the circular Search for an available manikin button.



- Turn on the manikin's power switch. (The Bluetooth button of the manikin will flash every 2 seconds.)
- A list of 6 minikin options will appear.
   Select the Search for an available manikin button for

the manikin you intend to use.



 Select the relevant manikin from the Bluetooth list.
 If the item does not appear, click the **Rescan** button.



 Once the connection is made, the **Bluetooth button** of the manikin will illuminate blue.



 Select the relevant manikin from the Bluetooth list.
 If the item does not appear, click the Rescan button.




- Once the connection is made, the same light position on the manikin and that displayed on the app will illuminate.
- The **Bluetooth button** of the manikin will illuminate blue.
- Repeat steps 1 to 5 when connecting to 2 or more manikins at the same time.




# Using the manikin

# Chest compression



· Turn on the manikin. and Compression depth indication lights will cyclically flash once and the Normal circulation indication light will illuminate once.



■ Excessive compression



When chest compressions of excessive depth are performed, the Compression depth indication lights will illuminate.



. Once you start compressions, the Blood circulation and Compression depth indication lights will cyclically illuminate.





When the compressions are performed too rapidly all of the Blood circulation indication lights will illuminate.




• Once you are performing compressions at the correct depth and speed and with correct release between compressions, the Blood circulation and Compression depth indication lights will cyclically flash and the Normal circulation indication light will illuminate.

### Note

- · When the BRAYDEN PRO app is connected, the manikin's indication lights will not illuminate if the chest compressions are performed for the purpose of education.
- When the manikin is turned on, a one-time automatic calibration is carried out for approximately 2 seconds. It is recommended that chest compressions on the manikin are not performed when the automatic calibration is occurring.
- If the battery life is low, the Power status indicator lamp will flash red. When this happens, replace the batteries with new ones.


# **INNOSONIAN**

## ■ Change the operation method



- When the manikin is turned on, the manikin operates in <a href="https://documents.org/base-2">basic operation</a>. When the chest is continuously compressed once to a depth of at least 3cm for approximately 5 seconds then the manikin will switch to <a href="https://documents.org/specialised operation">specialised operation</a>> mode.
- In <basic operation>, the Normal circulation indication light will illuminate when chest compressions have a
  depth of compression at least 5cm and a speed between 100 times and 120 times per minute.
   In <specialized operation>, the Normal circulation indication light will illuminate when chest compressions
  have a depth of compression between 5cm and 6cm and a speed between 100 times and 120 times per minute.

### Change the clicker setting



Turn the clicker on and off using the switch as shown.
 When the clicker is <ON>, it makes a "clicking" sound when the chest is compressed at least 5 cm.

### Artificial respiration



- · Open the face shield.
- Place the mouth part of the face shield on the mouth of the manikin.
- Open the airway.


- Hold the nose with your thumb and index finger, and blow air through the mouth for 1 second.
- Visually check that the manikin chest is rising. Alternatively, connect the manikin to the Brayden Pro mobile app and look for a change in the CPR feedback display.

# Note

Consider adding the following note: The Brayden Pro manikin can also be ventilated using other airway barrier devices such as an Adult sized pocket mask or an Adult sized Bag Valve Mask.

# Maintenance of the manikin

# ■ Replacing the artificial lung



# ■ Replacing the battery



# Caution

- Keep used batteries out of reach of children and dispose of safely.
- Do not use new batteries and old batteries together. Replace all 6 batteries together.

• To see a video of how to change the lung then please go to www.innosonian.eu

• If you do not plan to use the manikin for a long period of time, remove and store the batteries.

# INNOSONIAN

# **Product specifications and optional accessories**

### ■ Product specifications (IM16)

Dimensions 32 cm x 59 cm x 21 cm (W x H x D)

Weight 3.2 kg (7.0 lb)

Operating temperature 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Storage temperature -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Relative humidity between 5 % - 95 % Humidity

(without dew condensation)

Power AC Adapter (AC 100 - 260 V, Output DC 9 V 1 A)

Battery C type 1.5 V (6 batteries)

### Components and optional accessories









Face skin IM16-SA01

Body skin IM16-SA02

Head unit IM16-SA03

Chin IM16-SA04







Rib





Body IM16-SA05















Artificial lung IM16-SA09



Clicker actuator IM16-SA11







Mat bag IM16-SA13

Instructions for use IM16-SA14

Face shield IM16-SA15

Respiration backflow prevention film IM16-SA16



Air filter IM16-SA17



AC Adapter IM16-OA01

\* not included but available as an optional extra



Google Android device \* not included and needs to be purchased separately



# **Quality assurance**

The manikin is guaranteed against defects for 3 years from the date of purchase. The electronic components are guaranteed for 2 years from the date of purchase. Consumable items are excluded from this guarantee. If making a claim, you must enclose a proof of purchase and details of when and where the manikin was purchased, to check the guarantee period. In the event that you are not able to supply a proof of purchase, or if it is illegible, free after sales service may be restricted.

Also, in any of the following cases, after-sales service may be restricted:

- Damage or defect of the manikin due to abnormal use, user's negligence or accident
- Damage or defect of the manikin due to repair of the manikin at a place other than the company, authorized sales agency or service center or replacement of component with another company's product which is not provided by us
- Damage or defect of the manikin due to its use or storage in unsuitable environments such as high temperatures, high humidity, or exposed to chemical compounds or microorganisms
- Damage or defect of the manikin due to natural disasters such as fire, earthquake, flood, lightning, and other events that are beyond the scope of the company's control
- When information such as the date of purchase, customers name, name of supplier and manufacture's serial number has been modified intentionally
- When there is no proof of purchase with the product guarantee

# **Service center**

### Innosonian, Inc.

Homepage www.innosonian.com

Address 3rd floor, 10-11, Seocho-daero 19-qil, Seocho-qu, Seoul, Korea,

(Zip code)06573

Tel +82 2-533-9410 Fax +82 70-8673-5285

### Product purchase and service inquiries

Tel +82 70-4801-5378

E-mail info@innosonian.com

Product name BRAYDEN PRO

Model name IM16

Manufacturer / Country Innosonian, Inc. / Korea

Authenticator identification code MSIP-RMM-InM-IM16

Class B device

(Broadcasting communication device for home use)

This device has gone through EMC registration for home use (Class B) which means it is intended mainly for home use. This device can

be used in all areas.

This device may malfunction when operated very close to a wireless communication device such as a mobile phone, WiFi

connections or a Bluetooth device.







This manikin observes the environmental requirements specified in EMC Guideline 2014/30/EU and EU Guideline RoHS 2011/65/EU for harmful substances.

### Cautions when disposing of battery

Do not dispose of used batteries in a fire. Recycle them through your local, free battery return system.

Rev. 1.0

**Advanced CPR Coaching** 


# BRAYDENPRO

아무의

사용설명서







**INNOSONIAN** 




# 시작하기


제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.

심폐소생술의 목적은 심장 박동이 정지된 환자에게 가슴 압박을 가하여, 인위적으로 혈류를 생성하여 순환을 도모함으로써 심박동이 회복될 때까지 뇌와 심장에 산소를 공급하는 것입니다. "브레이든 프로(BRAYDEN PRO)"는 이러한 심폐소생술 목적의 이해를 돕고, 오래 기억되도록 세계최초로 혈행표시기능이 탑재된 심폐소생술 교육용 마네킹과 전용 모바일 앱을 포함한 시스템입니다. 본 교육용 마네킹은 Google 안드로이드 기기(별매)와 무선 연결하여 브레이든 프로 앱(무상 배포)을 통해 심폐소생술 수행 결과를 실시간 확인할 수 있으며, 그 결과를 분석, 관리, 공유할 수 있습니다.

제품 박스에는 아래와 같은 구성품이 포함되어 있습니다.



# 각부분 명칭



### ① 정상순환 표시등

가슴압박 깊이와 속도가 적정할 경우 정상순환 표시등이 점등됩니다. 이를 통해서 가슴압박 깊이와 속도가 잘 수행되고 있는지 쉽게 알 수 있습니다.

### ② 혈액순환 표시등

가슴압박을 통해 심장으로부터 박출되는 혈액이 뇌까지 공급되는 혈액순환을 표시합니다. 혈류의 진행속도는 압박 깊이와 속도에 따라 변화합니다.

### ③ 압박깊이 표시등

가슴압박 깊이에 따라 혈액의 박출량을 표시합니다. 압박 깊이가 깊을수록 길게 표시되며, 얕을수록 짧게 표시된니다.

### ④ 배터리커버

배터리가 부족할 경우, 배터리 커버를 열고 배터리를 교체할 수 있습니다.

### ⑤ 클릭커 On/Off 스위치

클릭커 동작을 켜거나 끌 수 있습니다.

### ⑥ 전원스위치

제품의 전원을 켜거나 끕니다.

### ⑦ 전원상태 표시등

전원 상태를 표시합니다. 녹색으로 점등되었을 경우에는 제품이 정상적으로 동작하고 있음을 나타내며, 적색으로 점멸될 경우에는 배터리가 부족한 상태를 나타냅니다.

### ⑧ 블루투스 버튼

연결 시 청색으로 2초 간격으로 점멸하며, 연결을 완료하면 청색으로 점등합니다. 보 버튼을 눌러 연결을 해제할 수 있습니다.

### ⑨ AC 어댑터 연결부

악세서리로 제공하는 AC어댑터를 사용할 수 있습니다.

### ⑩ 점검용 단자

전문 기사가 본체 점검 시 사용하는 단자이며, 사용자에게는 필요하지 않습니다.



# 모바일 앱 연결하기

# ■ 모바일 앱 설치하기

본 모바일 앱은 Google 안드로이드 기기에서 동작합니다.



- WiFi 환경에서 다운로드 하시기 바랍니다. 경우에 따라 통신요금이 발생할 수 있습니다.
- 브레이든 프로 앱의 원활한 구동을 위해 안드로이드 운영체제 6.0이상, 블루투스 하드웨어 4.1 이상이 내장된 Google 안드로이드 기기를 권장합니다.



# 모바일 앱 연결하기

■ 브레이든 프로 마네킹과 연결하기



• **학습자** 모드 또는 강사 모드를 선택합니다.

강사

# 참고

• Brayden Pro 앱 실행

- 최초 연결 이후 마네킹과 앱은 자동으로 연결됩니다.
- 보다 자세한 사용 방법은 브레이든 프로 앱에서 제공하는 사용설명서를 참고 하십시오.



학습자

모드

모드

- 1. 마네킹의 전원스위치를 켭니다. (마네킹의 블루투스 **버튼**이 파란색으로 2초 주기로 점멸합니다)
- 2. 원형의 연결할 마네킹 찾기 버튼을 클릭합니다.



- 1. 마네킹의 전원스위치를 켭 니다. (마네킹의 블루투스 **버튼**이 파란색으로 2초 주기로 점멸합니다)
- 2. 6개 항 중 사용하고자 하는 항목의 **연결할 마네킹 찾기** 버튼을 클릭합니다.



3. 블루투스 리스트 중 해당하는 마네킹 항목을 선택합니다. 항목에 나타나지 않을 시 재검색 버튼을 클릭합니다.



4. 연결되면 마네킹의 블루투스 **버튼**이 파란색으로 점등합니다.



3. 블루투스 리스트 중 해당하는 마네킹 항목을 선택합니다. 항목에 나타나지 않을 시 재검색 버튼을 클릭합니다.



- 4. 연결되면 마네킹과 앱의 동일한 위치에 점등합니다.
- 5. 마네킹의 블루투스 버튼이 파란색으로 점등합니다.
- 2개 이상의 마네킹을 동시 접속 시 1~5단계를 반복합니다.



# 마네킹의 기본 사용 방법

# ■ 가슴 압박



• 마네킹의 전원을 켭니다. 전원상태 표시등이 녹색 점등하며, 혈액순환 표시등 및 **압박깊이 표시등**이 1회 순환 점멸하고 **정상순환** 표시등이 1회 점등합니다.



• 가슴압박을 시작하면 혈액순환 표시등 및 압박깊이 표시등이 순환 점멸합니다.



• 적정한 깊이와 적정한 속도로 압박을 수행하면 혈액순환 표시등 및 **압박깊이 표시등**이 순환 점멸하고 **정상순환 표시등**이 점등합니다.

### ■ 과압박시



과한 압박을 수행하면 **압박깊이 표시등**이 모두 점등합니다.

### ■ 빠른 압박 시




빠른 압박을 수행하면 혈액순환 표시등이 모두 점등합니다.

### 시 참고


- 브레이든 프로 앱 연결 시에는 교육 목적상 가슴압박 시 마네킹의 표시등이 점등하지 않습니다.
- 마네킹의 전원을 켜는 순간 1회에 한하여 약 2초간 자가 점검을 실시합니다.
  - 자가 점검 중에는 마네킹을 누르지 마십시오.
- 배터리 잔량이 부족할 경우, 전원상태 표시등이 붉은 색으로 점멸합니다. 이 때 새로운 배터리로 교환하십시오.

### ■ 동작 방법 변경



- 전원을 켜면 마네킹은 항상 <기본통작>으로 동작하며, 가슴을 3cm 이상 동일한 깊이로 5초 간 누르면 <전무통작>으로 변경됩니다.
- <기본동자>에서는 기슴을 5cm 이상 깊이와 분당 100~120회 속도로 압박하면 정상순환 표시통이 점등합니다. <전무동자>에서는 가슴을 5~6cm 깊이와 분당 100~120회 속도로 압박하면 정상순환 표시통이 점등합니다.

### ■ 클릭커 설정 변경



그림과 같은 방법으로 마네킹의 **클릭커** 동작을 켜거나 끌수 있습니다. **클릭커**의 상태가 <**ON>**일 경우에 휴부를 5cm 이상 적정 깊이를 누르면 "딸깍" 소리가 납니다.

## ■ 인공호흡



 페이스 쉴드를 개봉합니다.




페이스 쉴드의 입부분을
 마네킹 입에 위치 시킵니다.



• 기도를 개방합니다.



 엄지와 검지로 코를 잡아서 막고, 입을 통해 1초동안 숨을 불어 넣습니다.



 육안으로 제품의 가슴이 부풀어 오르는 것을 확인합니다.
 또는 모바일 앱과 연결하여 인공호흡 그래프의


변화를 확인합니다.

# 시 참고

• 브레이든 프로 마네킹은 성인용 포켓마스크 또는 성인용 밸브마스크 등으로 인공호흡을 할 수 있습니다.

# 마네킹의 유지 보수

# ■ 인공폐 교체 방법



# Ⅱ 참고

• 인공폐 교체 방법에 대한 보다 자세한 사용 방법은 www.innosonian.com 내의 동영상을 참고 하십시오.

# ■ 배터리 교체 방법



## 주의

- 사용한 배터리는 어린아이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하고 분리수거를 하십시오.
- 배터리를 혼용하지 마십시오. 교환 시에는 6개를 함께 교환하십시오.
- 마네킹을 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 빼서 보관하십시오.

# 마네킹의 사양 및 별매 악세서리

## ■ 마네킹사양(IM16)

크기 32 cm x 59 cm x 21 cm (W x H x D)

무게 3.2 kg (7.0 lb)

동작온도 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) 보관 온도 -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

습도 5 % - 95 % 상대 습도 (결로 현상이 없을 때)

전원 AC 어댑터 (입력 AC 100 - 260 V, 출력 DC 9 V 1 A)

배터리 C 타입 1.5 V (6개)

### ■ 부품 및 별매 악세서리









얼굴스킨 IM16-SA01

몸통스킨 IM16-SA02

머리부 IM16-SA03

IM16-SA04









몸통 IM16-SA05

갈비뼈 IM16-SA06

얼굴 연결부 IM16-SA07

기도 밸브 IM16-SA08



인공폐

IM16-SA09





클릭커

IM16-SA10





클릭커 작동기 IM16-SA11

스프링





페이스 쉴드 IM16-SA15



호흡역류방지막 IM16-SA16



매트겸용가방 IM16-SA13

공기필터

IM16-SA17



AC 어댑터



사용설명서

IM16-SA14

IM16-OA01



Google 안드로이드 기기





# 품질 보증

구매자가 제품을 구입한 날로부터 3년간 제품의 결함이 없음을 보증합니다. 단, 전자부품은 2년 보증이며, 소모품은 제외합니다. 제품의 품질 보증을 위해서는 보증 기간 확인을 위해 구입일 및 판매 대리점이 명시된 제품 구매서 또는 영수증 사본을 동봉하셔야 합니다.

위의 문서를 동봉하지 않으셨거나, 문서의 판독이 어려운 경우 무상 서비스가 제한 될 수 있습니다.

또한 아래와 같은 경우 서비스가 제한 될 수 있습니다.

- 비정상적인 사용, 사용자 부주의 및 과실에 의한 제품의 손상 또는 결함
- 당사 또는 위임 받은 판매 대리점 또는 서비스 센터 이외의 곳에서 제품을 수리하였거나, 당사에서 제공하지 않은 타사제품으로 구성품을 교체하여 발생되는 제품의 손상 또는 결함
- 고온, 다습, 화합물, 미생물 등 제품의 사용이 부적합한 환경에서 사용, 보관하여 발생된 손상 또는 결함
- 당사의 통제 범위를 벗어난 화재, 지진, 홍수, 낙뢰 등의 자연재해 및 천재지변에 의한 손상 또는 결학
- 구입일자, 고객명, 판매점명, 제조번호 등의 기재 내용을 임의로 변경한 경우
- 제품 보증서와 함께 제품을 구입한 증거가 없을 경우

# 서비스 센터

### 본사 (주)이노소니언

홈페이지 www.innosonian.com

주소 서울시 서초구 서초대로19길 10-11 3층 (우)06573

Tel 02-533-9410 Fax 070-8673-5285

### 제품구입 및 서비스 문의

Tel 070-4801-5378

E-mail info@innosonian.com

제품명 브레이든 프로

모델명 IM16

제조사/국가 (주)이노소니언/대한민국 인증자 실별부호 MSIP-RMM-InM-IM16

B급 기기 이 기기는 가정용 (B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서

(가정용 방송통신기기) 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

이 장치는 이동전화, WiFi 또는 블루투스 장치 등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 작동할 경우 오동작을 일으킬 가능성이 있습니다.



 $\epsilon$ 



이 마네킹은 EMC 지침 2014/30/EU 및 유해물질에 대한 유럽 연합 지침 RoHS 2011/65/EU에 명시된 환경 요구 사항을 준수합니다.

### 배터리 폐기 시 주의 사항

사용한 배터리를 불속에 버리지 마십시오. 배터리를 폐기할 때는 해당 지역의 관련 규정에 따르십시오.

Rev. 1.0



# Innosonian, Inc.

Address 3rd floor, 10-11, Seocho-daero 19-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea, (Zip code)06573

Tel: +82 2-533-9410 Fax: +82 70-8673-5285

www.innosonian.com